

LMCM – Laboratório Multiusuário de Caracterização de Materiais


Ficha para Agendamento do Equipamento **Rugosímetro**

Obs.: Todos os campos deste formulário são de preenchimento obrigatório

Usuário		Orientador	
E-mail		Telefone	Ramal
Instituição / Departamento			
Material Analisado (O limite máximo é de 4 amostras por formulário)			
Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
Tipo de Utilização			
[] Pesq. de grupo [] Consultoria [] Iniciação Científica [] Projeto de Formatura [] MSc. [] DSc. [] Pós-Doc			

Preparo das Amostras

As amostras devem estar em formato de chapa rígida, nas dimensões mínimas de 3cm x 3cm e máximas de 5cm x 5cm, espessura máxima de 5mm. A superfície de análise deve ser plana e lisa. Deve ser desenhada na amostra a direção de análise.
Capacidade de leitura do equipamento: de 0,01 μ m até 100 μ m (Ra).



Observações

Termo de Responsabilidade

Assumo plena e integral responsabilidade pelo preenchimento deste formulário e pela omissão de informações a respeito da toxicidade ou periculosidade das amostras.

Rio de Janeiro ____ de _____ de _____

Assinatura do Usuário

Assinatura do Orientador

[] Enviar para o orientador e-mail com resultados da análise

